

Fiche de Sécurité : Stop Solution (Solution d'arrêt)

0	Nuoveau			27 fv+b 2008
Rév.	Description Révision			Emis le

Le Système Qualité prévoit la gestion de la signature électronique pour la délivrance des documents avec un mot de passe

Date d'émission rév. 0: voir en-tête

1 IDENTIFICATION DE LA PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ

1.1 Identification de la préparation

Dénomination commerciale : **Stop Solution (Solution d'arrêt)**, code **37999**

Ce produit est contenu dans les kits énumérés dans la section 16.

1.2 Utilisation de la préparation

Ce produit est utilisé pour interrompre la réaction colorimétrique des tests ELISA énumérés dans la section.

1.3 Identification du Producteur et du Distributeur

Producteur/Distributeur

A. Menarini Diagnostics s.r.l.

Siège social : via Sette Santi, 3 – 50131 Firenze – Italia

Tél. : +39-055-56801 – Télécopie : +39-055-5680902

E-mail : diagintmkt@menarini.it

1.4 Téléphone d'urgence

Pour toute urgence et tout besoin d'assistance chimique, contacter :

A. Menarini Manufacturing Logistics and Services

Controllo Qualità - Divisione Diagnostica

Via Livornese 897, 56010 S. Piero a Grado - Pisa – Italia

Téléphone : +39-050-9710215 (heures d'ouverture des bureaux)

Télécopie : +39-050-960054

E-mail : sds@menarini.it

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Le produit **Stop Solution (Solution d'arrêt)** n'est pas classé comme étant dangereux selon les directives 1999/45/CE, 67/548/CEE, 2001/58/CE et leurs modifications et leurs parachèvements ultérieurs.

Il n'existe aucun risque lorsque le produit est manié par du personnel **qualifié et agréé qui prend toutes les précautions imposées pour les réactifs** chimiques/diagnostiques.

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin. Voici la liste des effets nuisibles que le produit en question est susceptible de provoquer :

Effets potentiels	
Contact avec les yeux	Provoque des irritations des yeux.
Contact avec la peau	Provoque des irritations de la peau.
Absorption par la peau	Peut être nocif.
Ingestion	Peut être nocif.
Inhalation	Provoque des irritations des muqueuses et de l'appareil respiratoire supérieur.

Fiche de Sécurité : Stop Solution (Solution d'arrêt)

0	Nuoveau			27 fv+b 2008
Rév.	Description Révision			Emis le

3 COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composants	CAS #	Conc.	Indications de danger et libellés R	EINECS/ELINCS
EDTA	60-00-4	5.0 %	Xi, R 36 – R52/53	200-449-4
AZOTURE DE SODIUM	26628-22-8	< 0.1 %	T+, R 28 R 32 N, R 50-53	247-852-1

Pour les indications de danger (T+, Xi, N) et les libellés R, voir la section 16.

4 INTERVENTIONS D'URGENCE**EXPOSITION AIGUË :****Contact avec les yeux**

Après avoir écarté les paupières, rincer à grande eau au moins pendant 15 minutes. Consulter un médecin.

Contact avec la peau

Laver immédiatement à grande eau. Se défaire des vêtements et des chaussures contaminés et veiller à bien les laver avant de les remettre. Consulter un médecin.

Inhalation

Emmener le sujet dans une zone bien aérée. Si besoin est, pratiquer la respiration artificielle. Si l'accidenté présente des problèmes respiratoires, administrer de l'oxygène. Si les problèmes persistent, consulter un médecin.

Ingestion

Rincer la bouche avec de l'eau si le sujet est conscient. Relâcher les vêtements serrés comme les cols, les cravates et les ceintures. Ne pas faire vomir. Interpeller un médecin.

EXPOSITION CHRONIQUE :

Non connue.

5 MESURES ANTI-INCENDIE

Moyens d'extinction : Eau nébulisée, poudre chimique sèche ou mousse appropriée.

Moyens de protection pour le personnel devant lutter contre les incendies : Porter un masque à oxygène pour éviter l'inhalation des produits provenant de la combustion et des vêtements de protection pour éviter le contact avec la peau et avec les yeux.

Dangers exceptionnels en cas d'incendie : Emission de fumées toxiques cas d'incendie.

Fiche de Sécurité : Stop Solution (Solution d'arrêt)

Page

0	Nuoveau			27 fv+b 2008
Rév.	Description Révision			Emis le

6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Protection individuelle : Utiliser les moyens de protection individuels mentionnés dans le paragraphe 8.

Précautions environnementales : Ventiler immédiatement la zone contaminée. Lorsque cela est possible, récupérer le liquide et limiter le déversement. Absorber avec des matériaux inertes (sable sec, terre, etc.) et recueillir le tout dans des conteneurs spéciaux pour déchets chimiques. Éliminer les déchets obtenus conformément aux dispositions en vigueur.

7 MANUTENTION ET ENTREPOSAGE**7.1 Manutention**

Laver soigneusement après la manutention. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se défaire des vêtements contaminés et les laver avant de les porter de nouveau. Éviter les expositions prolongées ou répétées. Pour la manutention de cette préparation, respecter toutes les consignes de précaution et tous les avertissements donnés.

7.2 Entreposage

Conserver dans des récipients bien fermés et dans un endroit bien aéré et frais (2 – 8 °C).

7.3 Emplois particuliers

Le produit est conçu exclusivement pour un emploi diagnostique in vitro.

8 PROTECTION PERSONNELLE / CONTRÔLE DE L'EXPOSITION**8.1 Valeurs limites pour l'exposition**

Pour EDTA :

A) PROFESSIONNELLE

- NATIONALES : N.D.
- COMMUNAUTAIRES : N.D.
- ACGIH THRESHOLD LIMIT VALUE (TLV) : N.D.
- Notes :

Procédures (échantillonnages et analyses) de contrôle recommandées : N.D.

B) BIOLOGIQUES

- NATIONALES : N.D.
- COMMUNAUTAIRES : N.D.
- ACGIH: N.D.

8.2 Contrôle de l'exposition**8.2.1 Contrôle de l'exposition professionnelle :**

Fiche de Sécurité : Stop Solution (Solution d'arrêt)

Page

0	Nuoveau			27 fv+b 2008
Rév.	Description Révision			Emis le

Système de ventilation : Il est recommandé d'utiliser le produit sous une hotte d'aspiration appropriée pour les laboratoires.

8.2.1.1. Protection respiratoire

Non requise.

8.2.1.2 Protection des mains

Gants en néoprène ou en latex.

Durée limite du matériau de fabrication : Voir les indications du fournisseur des gants. Dans tous les cas, les jeter après l'utilisation.

Laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

8.2.1.3 Protection des yeux

Lunettes de laboratoire. Faire en sorte que les bains d'œil d'urgence fonctionnent parfaitement dans la zone de travail.

8.2.1.4 Protection de la peau

Porter des blouses de laboratoire et tous les vêtements de protection appropriés pour prévenir le contact avec la peau.

8.2.2 Contrôle de l'exposition environnementale

Données encore non disponibles.

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**9.1 Informations générales**

Aspect : Liquide

Colore : Incolore

Odore : Aucune odeur caractéristique

9.2 Informations importantes pour la santé humaine, la sécurité et l'environnement.

pH : Non disponible

Point d'ébullition : Non disponible

Point de fusion : Non disponible

Point éclair : Non disponible

Limite d'explosion : Non disponible

Tension de vapeur : Non disponible

Pression de vapeur : Non disponible

Densité relative : Non disponible

Solubilité en eau : Non disponible

Poids spécifique (H2O = 1): Non disponible

9.3 Autres informations

Propriétés oxydantes : Non disponible

Densité du vapeur (air = 1) : Non disponible

Vitesse d'évaporation (acétate butyle = 1) : Non disponible

Température d'auto-allumage : Non disponible

Fiche de Sécurité : Stop Solution (Solution d'arrêt)

Page

0	Nuoveau			27 fv+b 2008
Rév.	Description Révision			Emis le

Réactif à l'eau : Non disponible

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

STABILITÉ : La préparation est stable si elle est conservée et utilisée dans des conditions ordinaires.
POLYMÉRISATIONS DANGEREUSES : Ne se produisent pas.

10.1 Conditions à éviter

Non connues.

10.2 Matériaux à éviter

Agents oxydants et acides forts.

10.3 Produits de décomposition dangereux

Fumées toxiques d'oxydes d'azote (NO, NO₂), oxydes de carbone (CO, CO₂).

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

RTECS# : CAS# 60-00-4 : AH4025000

LD50/LC50 :

Pour EDTA - CAS# 60-00-4 :

Intra-péritonéale chez la souris : LC50 = 250 mg/ kg

Intra-péritonéale chez le rat : LC50 = 397 mg/ kg

Oral chez le rat : LD50 = 4 000 mg/kg

Oral chez la souris : LD50 = 30 mg/kg

CANCERIGENE : Données non disponibles.

ÉPIDÉMIOLOGIE : Données non disponibles.

TERATOGENESE : Données non disponibles.

EFFETS SUR LA REPRODUCTION : Données non disponibles.

NEUROTOXICITÉ : Données non disponibles.

MUTAGENESE : Données non disponibles.

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1 Écotoxicité

Pour EDTA - CAS# 60-00-4

Daphnia magna (Daphnia): LC50 = 113 mg/m³/48 h

Lepomis macrochirus (Poisson) : LC50 = 34.0 - 62.0 mg/L /96 h

Pimephales promelas (Poisson) : LC 50 =44.2 – 76.5 mg/L/96 h

12.2 Mobilité

Données non disponibles.

12.3 Persistance et dégradabilité

Données encore non disponibles.

Fiche de Sécurité : Stop Solution (Solution d'arrêt)

Page

0	Nuoveau			27 fv+b 2008
Rév.	Description Révision			Emis le

12.4 Potentiel de bioaccumulation

Données encore non disponibles.

12.5 Autres effets néfastes

Données encore non disponibles.

13 OBSERVATIONS SUR LA MISE AU REBUT

Contactez un service professionnel et agréé pour la mise au rebut des déchets et des produits non utilisés.

Toute autre méthode de mise au rebut doit être effectuée conformément aux dispositions locales et nationales prévues en matière de gestion des déchets.

Les générateurs de déchets chimiques doivent le classer comme étant dangereux ou non.

14 INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT

Le produit n'est pas dangereux aux termes de la réglementation ADR/RID, IMO et IATA.

15 INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION**Informations apparaissant sur l'étiquette**

Nom commercial : REF 37999 Stop Solution (Solution d'arrêt)

Responsable de la mise sur le marché :

A. Menarini Diagnostics s.r.l.

via Sette Santi, 3 – 50131 Firenze – Italia

Nome chimique des substances contenues dans la préparation : EDTA

Symboles de danger : Non requis

Indications de danger : Non requis

Libellés de risque (R) : Non requis

Conseils de prudence (S) : Non requis

Réglementation : Directives 1999/45/CE, 67/548/CEE, 2001/58/CE et modifications et parachèvements ultérieurs.

Indications des dispositions communautaires spécifiques en matière de protection de l'homme ou

de l'environnement, inhérentes à la préparation :

Restrictions de commercialisation et d'utilisation : N.D.

Valeurs maximales limite d'exposition sur les lieux de travail : voir section 8

16 AUTRES INFORMATIONS**NE PAS UTILISER SUR L'HOMME.**

Les informations qui sont présentées dans ce document se basent sur nos connaissances actuelles et elles excluent toute responsabilité quelle qu'elle soit liée à l'utilisation finale du produit **Seul le destinataire du produit** est responsable de l'observation des lois locales applicables à chaque cas.

Indications de danger et libellés R énumérés dans la section 3 :

Xi : Irritant

T+: Très toxique

N : Dangereux pour l'environnement.

Ce document ne peut en aucune manière être reproduit sans autorisation de la part de A. Menarini Diagnostics

Fiche de Sécurité : Stop Solution (Solution d'arrêt)

0	Nuoveau			27 fv+b 2008
Rév.	Description Révision			Emis le

R 36 : Irritant pour les yeux

R 52/53 : Nocif pour les organismes aquatiques. À long terme, peut provoquer des effets négatifs pour l'environnement aquatique.

R 28 : Très toxique par ingestion.

R 32 : Au contact avec les acides, dégage des gaz très toxiques.

R 50/53 : Hautement toxique pour les organismes aquatiques, peut provoquer des effets négatifs pour l'environnement aquatique.

Signification des abréviations :

EDTA = Acide Éthylène-Diamine-Tétracétique

N.D. = Non Disponible

ACGIH = American Conference Governmental Industrial Hygienist

Stop Solution (Solution d'arrêt), code 37999, est contenu dans les kits suivants :

Code	Description
37797	ENA Screen
37815	Sm ENA
37816	Sm/RNP (ENA)
37814	SS-A (Ro) (ENA)
37794	SS-B (La) (ENA)
37798	Scl-70 (ENA)
37799	Jo-1 (ENA)
37813	Cardiolipin IgA
37792	Cardiolipin IgG
37812	Cardiolipin IgM
38106	Cardiolipin Screen
37817	Anti - B ₂ GP1IgG
37800	Anti - B ₂ GP1 IgM
37789	Gliadin IgA (AGA)
37809	Gliadin IgG (AGA)
37979	Gliadin Screen IgA/IgG (AGA)
37801	Tissue transglutaminase (tTG) IgA (g/p)
37795	Recombinant Human tTG (IgA)
37796	Recombinant Human tTG I(gG)
38066	Recombinant Human tTG Screen (IgA and IgG)
37981	Myeloperoxidase antibodies (MPO)
37980	Proteinase 3 antibodies (PR3)
38083	Anti - Neutrophil Cytoplasmic antibodies (ANCA) Screen
37793	ds - DNA
38084	LKM-1
38067	ASCA IgA
38068	ASCA IgG
38064	Rheumatoid Factor (RF) IgA
38065	Rheumatoid Factor (RF) IgG
37978	Rheumatoid Factor (RF) IgM

Fiche de Sécurité : Stop Solution (Solution d'arrêt)

0	Nuoveau			27 fv+b 2008
Rév.	Description Révision			Emis le

38063	Rheumatoid Factor (RF) Screen
38102	Histone antibodies (AHA)
38103	Anti - Gastric Parietal Cell Antibody (AGPA)
38104	Glomerular Basement Membrane (GBM)
38098	Mitochondrial (M2)
38099	Thyroglobulin (Tg)
38100	Thyroid peroxidase (TPO)
38101	Intrinsic Factor (IF)
38096	GM1 IgM
38097	GM1 IgG
38094	Asialo GM1 IgM
38095	Asialo GM1 IgG
38092	GD1b IgM
38093	GD1b IgG
38090	GQ1b IgM
38091	GQ1b IgG
38088	Galactocerebroside IgM
38089	Galactocerebroside IgG
38086	GD1a IgM
38087	GD1a IgG
38085	Anti - oxidized LDL antibodies (oxLDL)
39519	ENA Profile