

Catalogue de tests

Croissance constante de l'offre

Identification Précise des Pathogènes

Spec A:
Echantillon

Spec B:
VTM



Deux formats de cartouche, un seul automate

LyocartD: PCR directe, sans extraction pour une manipulation minimale et un résultat plus rapide (≤20 minutes).

LyocartE: Extraction des acides nucléiques par billes magnétiques pour une sensibilité maximale (≤35 minutes).

⌚ ≤35 mins

**COYOTE®
FlashDetect™**



Infections Respiratoires

Pathogène	Lyocart	Spec A/B	Certificat	Matrices
SARS-CoV2	● ●	A&B	CE-IVD	6, 7, 8
FluA / FluB / RSV	● ●	A&B	CE-IVD	6, 7, 8
SARS-CoV2 / FluA / FluB	● ●	A&B	CE-IVD	6, 7, 8
SARS-CoV2 / FluA / FluB / RSV	●	A&B	CE-IVD	6, 7, 8
RSV / ADV / Mycoplasma pn	●	A&B	CE-IVD	8
HMPV / HPIV / HRV	●	A&B	CE-IVD	8
Strep A	●	B	CE-IVD	8
MTB	●	A&B	CE-IVD	12, 13



Infections Nosocomiales

Assay Name	Lyocart	Spec A/B	Certificat	Matrices
MRSA / SA	●	A&B	CE-IVD	2, 6, 11
C. difficile	●	B	CE-IVD	14
VanA / B*	●	B	CE-IVD	14, 19
Carba-R	●	B	CE-IVD	19



Infections Sexuellement Transmissibles

Pathogène	Lyocart	Spec A/B	Certificat	Matrices
HSV1 / HSV2 / VZV	●	A&B	CE-IVD	1, 17, 18
HSV1 / HSV2	● ●	A&B	CE-IVD	1, 17, 18
CT / NG / UU	● ●	A&B	RUO CE-IVDR*	16, 17
NG / UU	● ●	A&B	CE-IVD	15, 17, 18
MG / TV / MH	● ●	A&B	CE-IVD	15, 17, 18
GBS	●	B	CE-IVD	9
HPV HR	●	B	CE-IVD	9



Infections Gastrointestinales

Pathogène	Lyocart	Spec A/B	Certificat	Matrices
Norovirus	●	B	CE-IVD	14
Enterovirus 71	●	B	CE-IVD	14



Maladies Infectieuses et Tropicales

Pathogène	Lyocart	Spec A/B	Certificat	Matrices
Dengue I / II	●	B	CE-IVD	4, 10
Dengue III / IV	●	B	CE-IVD	4, 10
MPox	●	A&B	CE-IVD	1, 5
Chikungunya	●	B	CE-IVD	4, 10
Dengue / Chikungunya / Zika*	●	B	RUO	4, 10
Malaria typing*	●	B	CE-IVD	20



Infections à Diffusion Sanguine

Pathogène	Lyocart	Spec A/B	Certificat	Matrices
Charge virale VIH*	●	B	CE-IVD	4



Tests Génétiques

Test	Lyocart	Spec A/B	Certificat	Matrices
MTHFR C677T	●	A	RUO	3
ALDH2	●	A	RUO	3

* Tests en cours de marquage CE ou RUO

Légende : Lyocart



LyocartD ●



LyocartE ●

VOIR LE SITE WEB

A.MENARINI
diagnostics

FlashDetect™ Flash10 est un analyseur moléculaire Point-Of-Care Testing (mPOCT) par PCR quantitative. Il nécessite l'utilisation de cartouches micro-fluidiques adaptées à l'appareil et au pathogène recherché.

Ces produits sont destinés à des professionnels de santé conformes à la (aux) destination(s) au sens de la directive 98/79/CE ou du règlement (UE) 2017/746. Lire attentivement les instructions figurant sur le (les) étiquetage(s) et/ou dans la (les) notice(s) d'utilisation.

Matrices

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 Prélèvement anogénital | 11 Prélèvement infectieux peau et tissus mous |
| 2 Hémoculture | 12 Expectoration |
| 3 Prélèvement buccal | 13 Prélèvement lingual |
| 4 Plasma EDTA | 14 Selles |
| 5 Prélèvement de lésion | 15 Prélèvement urétral |
| 6 Prélèvement nasal | 16 Urine |
| 7 Prélèvement nasopharyngé | 17 Prélèvement vaginal |
| 8 Prélèvement oropharyngé | 18 Prélèvement vaginal/endocervical |
| 9 Prélèvement des voies génitales | 19 Prélèvement rectal |
| 10 Sérum | 20 Sang total |