

SC-10

Étaleur de frottis sanguin

Spécifications techniques

Volume d'échantillon requis

Pour chaque frottis: 3~7 μ l

Capacité de chargement

Jusqu'à 2 frottis simultanément

Ajustement de l'épaisseur du frottis grâce à la molette de réglage

Débit

≥10 frottis/heure

Précautions de nettoyage

- Utilisez un chiffon propre pour nettoyer le système extérieur.
- Les produits de nettoyage recommandés sont l'eau et l'éthanol.

Environnement de fonctionnement

normal

Température ambiante : 15°C ~ 32°C

Humidité relative : 30 ~ 85 %

Pression atmosphérique : 70,0 kPa ~ 106,0 kPa (altitude - 400 m à 3 000 m)

Dimensions et poids

Largeur × profondeur × hauteur ≤ 245 × 139 mm × 174 mm

Poids net ≤ 3,5 kg

